



Cederroth Oogdouche

Rijkelijke spoeling van het oog

Het is van belang om vooral de eerste seconden na een ongeval rijkelijk te spoelen.

De oogdouche van Cederroth geeft dan ook een rijkelijke hoeveelheid vloeistof. De oogbad van de flacon stuurt de vloeistof in de richting van het oog, teneinde onnodige verspilling van de vloeistof te voorkomen.

Oogbad met stofcap

De geïntegreerde stofbescherming houdt de oogbad schoon en netjes. De stofbescherming doet tevens dienst als openingsmechanisme.

Vergrendelbaar in wandhouder

Dankzij de wandhouder krijgt de flacon een vaste plek en weet iedereen waar deze te vinden is. De flacon gaat automatisch open zodra deze uit de houder wordt genomen en dient meteen te worden gebruikt.



Neutralisering van de pH-waarde

De gebufferde spoelvloeistof in de oogdouche van Cederroth heeft een neutraliserende werking op spatten van zuren en basen, terwijl de gevaarlijke substanties tegelijkertijd worden verdund en weggespoeld.

Een niet gebufferde spoelvloeistof spoelt het zuur of de base alleen maar weg, d.w.z. dat er een grotere hoeveelheid vloeistof nodig is en dat het langer duurt.

Duidelijke kleurenfoto's en instructies zijn direct op de verpakkingen gedrukt.

Plaatsing: De wandhouder van Cederroth kan direct aan de wand nabij de gevaarlijke plek worden bevestigd, of op/naast het Eerste Hulp-paneel.

